

### Désignation

- Flacon a essais iso gradue bouchon rouge résistant jusqu'à 180° 2000ml

### Référence

- 232552

Unité de vente : 10



### Description

- Flacon avec bouchon à vis et bague anti-goutte haute température PYREX
- Les bouchons vissés de ces flacons sont fabriqués en polyester thermoplastique résistant à la chaleur, ce qui permet de les stériliser à l'air chaud jusqu'à 180° C
- Identiques aux flacons, série 1516 : mais avec un capuchon et une bague anti-goutte en polyester thermoplastique
- Code de traçabilité imprimé : certificat de lot téléchargeable
- Résistant à une stérilisation à air chaud jusqu'à 180°C
- Le joint en silicone revêtu de PTFE résiste aux attaques chimiques
- Diamètre corps : 136 mm
- Hauteur : 260 mm
- Capacité : 2000 ml
- Filetage : GL 45

