

FICHE TECHNIQUE

Référence	232574
Désignation	POUBELLE JETABLE



Description :

- ✓ Boîtes rigides à monter soi-même pour l'élimination en toute sécurité des débris de verre en laboratoire
- ✓ Le verre est stocké en toute sécurité dans un sac en LDPE solide, étanche et qui résiste aux perforations
- ✓ Le couvercle dispose d'un rabat intégré pour un remplissage aisé ainsi que d'un dispositif d'étanchéité, à utiliser une fois plein
- ✓ Les instructions d'utilisation sont clairement imprimées sur les boîtes
- ✓ Volume : 10 litres
- ✓ Dimension (cm) : 23 x 23 x 26.5

Unité de vente :

6 poubelle jetable de pailleasse