

Désignation

- Flacon rond translucide 150ml pp col large bouchon

Référence

- 232662

Unité de vente : 10



Description

- Flacons en polypropylène translucides et rigides avec bouchons à vis en polypropylène
- Conception de bouchon sans doublure anti-fuite
- Contours intérieurs lisses du col pour un versement efficace et un nettoyage facile
- Robuste et durable à l'usage
- Convient aux applications en contact avec les aliments conformément aux normes de l'UE et des États-Unis. Réglementation de la FDA
- Idéal pour une large gamme d'applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d'échantillonnage
- Bonne résistance chimique
- Autoclavable à 121°C
- Lors de l'autoclavage des bouteilles, assurez-vous toujours que les bouchons sont complètement desserrés ou retirés pour éviter toute implosion accidentelle.
- Matière : Polypropylène
- Couleur Naturelle
- Diamètre extérieur (mm) 51
- Capacité (mL) 150
- Diamètre (mm) 51
- ID du col (mm) 32
- Hauteur (mm) 116

