

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	232684
<b>Désignation</b>	Pipettes



### Description :

- ✓ Pipettes jaugées
- ✓ Classe AS
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Calibrées
- ✓ Code imprimé pour le téléchargement de certificats
- ✓ Sérigraphie indélébile couleur ambre
- ✓ Conformes aux normes ISO 648 et ISO 12691
- ✓ Version 2 traits avec boule de sécurité
- ✓ Capacité : 1 ml
- ✓ Temps d'écoulement : 7-11 secondes
- ✓ Tolérance : environ 0.008 ml

### Unité de vente :

2 Pipettes