

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	232685
<b>Désignation</b>	Pipettes



### Description :

- ✓ Pipettes
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Classe AS
- ✓ Calibrées
- ✓ Code imprimé pour le téléchargement de certificats
- ✓ Sérigraphie indélébile couleur ambre
- ✓ Conformes aux normes ISO 648 et ISO 12691
- ✓ Version 2 traits avec boule de sécurité
- ✓ Capacité : 2 ml
- ✓ Temps d'écoulement : 7 – 11 s
- ✓ Tolérance :  $\pm 0.010$  ml

### Unité de vente :

2 Pipettes

---