

FICHE TECHNIQUE

Référence	232687
Désignation	Pipettes



Description :

- ✓ Pipettes
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Classe AS
- ✓ Calibrées
- ✓ Code imprimé pour le téléchargement de certificats
- ✓ Sérigraphie indélébile couleur ambre
- ✓ Conformes aux normes ISO 648 et ISO 12691
- ✓ Version 2 traits avec boule de sécurité
- ✓ Capacité : 10 ml
- ✓ Temps d'écoulement : 11 – 15 s
- ✓ Tolérance : ± 0.020 ml

Unité de vente :

2 Pipettes
