

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------|
| Référence | 232688 |
| Désignation | Pipettes jaugées |



Description :

- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Classe AS
- ✓ Calibrées
- ✓ Code imprimé pour le téléchargement de certificats
- ✓ Sérigraphie indélébile couleur ambre
- ✓ Conformes aux normes ISO 648 et ISO 12691
- ✓ Avec boule de sécurité
- ✓ Volume : 20 ml
- ✓ Tolérance : +/- 0,030 ml
- ✓ Temps d'écoulement : 12 – 16 secondes

Unité de vente :

2 Pipettes
