

Désignation

- Pipette jaugée 1 trait ac bulbe classe AS 2ml

Référence

- 232693
- Unité de vente : 2



-
- Pipette jaugée en verre classe AS - 1 trait - capacité 2 ml
 - En verre sodocalcique
 - Calibrées
 - Code imprimé pour le téléchargement de certificats
 - Sérigraphie indélébile couleur ambre
 - Conformes aux normes ISO 648 et ISO 12691
 - Version 2 traits avec boule de sécurité
 - Volume : 2 ml
 - Matériau : Verre sodocalcique
 - Couleur : Transparent / Sérigraphie : ambre
 - Description additionnelle
 - Tolérance : $\pm 0,010$ ml
 - Temps écoulement : 7-11 s.
 - Version : 1 trait
 - Classe AS

