

## Désignation

- Pipette jaugée en verre classe AS - 1 trait  
capacité 10 ml

## Référence

- 232695

Unité de vente : 2



## Description

- En verre sodocalcique
  - Calibrées
  - Code imprimé pour le téléchargement de certificats
  - Sérigraphie indélébile couleur ambre
  - Conformes aux normes ISO 648 et ISO 12691
  - Version 2 traits avec boule de sécurité
- Volume : 10 ml
- Matériau : Verre sodocalcique
- Couleur : Transparent / Sérigraphie : ambre
- Tolérance :  $\pm 0,015$  ml
- Temps écoulement : 11-15 s.
- Version : 1 trait
- Modèle : 1 trait, classe AS

