

FICHE TECHNIQUE

Référence	232697
Désignation	Pipettes



Description :

- ✓ Pipettes
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Classe AS
- ✓ Calibrées
- ✓ Code imprimé pour le téléchargement de certificats
- ✓ Sérigraphie indélébile couleur ambre
- ✓ Conformes aux normes ISO 648 et ISO 12691
- ✓ Version 1 trait
- ✓ Capacité : 20 ml
- ✓ Temps d'écoulement : 12 – 16 s
- ✓ Tolérance : ± 0.030 ml

Unité de vente :

2 Pipettes
