


FICHE TECHNIQUE

Référence	232709
Désignation	Pipettes



Description :

- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Classe AS
- ✓ Calibrées
- ✓ Sérigraphie indélébile couleur ambre
- ✓ Conformes aux normes ISO 835
- ✓ Version 2 traits avec boule de sécurité
- ✓ Graduée
- ✓ Zéro en bas
- ✓ Capacité : 10 ml
- ✓ Temps d'écoulement : 7 – 13 s
- ✓ Graduation : 0.10 ml
- ✓ Tolérance : ± 0.050 ml

Unité de vente :

2 Pipettes
