

FICHE TECHNIQUE

Référence	232756
Désignation	Bonbonnes



Description :

- ✓ En HDPE
- ✓ Grande capacité avec ouverture pour faciliter le remplissage
- ✓ Couvercle à vis avec joint, parfaitement étanche à l'eau, robinet anti-fuite et poignées de transport
- ✓ Idéales sur les paillasses de laboratoire en tant que distributeur de solvants, d'eau distillée, etc.
- ✓ Conviennent pour les applications en contact avec les aliments conformément aux normes EU et USA
- ✓ Bonne résistance chimique
- ✓ Volume : 30 litres
- ✓ Dimensions : 380 x 420 mm

Unité de vente :

1 Bonbonne
