

FICHE TECHNIQUE

Référence	232823
Désignation	Couppelles graduées



Description :

- ✓ Parfaites pour l'échantillonnage et la microanalyse
- ✓ En polypropylène
- ✓ Gradués moulés 15-60 ml
- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable à 121°C
- ✓ Capacité : 60 ml
- ✓ Hauteur 35 mm
- ✓ Ø haut : 65 mm – Ø bas : 51 mm

Unité de vente :

1000 Couppelles graduées