

## FICHE TECHNIQUE

Référence	233077
Désignation	BOUCHON BLEU A BEC



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons pour pissettes à col large avec valve ventilée brevetée DripLok® qui empêche les solvants de goutter et tube de prolongement
- ✓ Bouchon et bec moulés d'une seule pièce ce qui évite les déformations lors des utilisations
- ✓ Bec à extrémité fine pour contrôler le jet avec précision
- ✓ Avec Tube et Système anti-goutte
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Couleur : Bleu

### Unité de vente :

5 pièces