

50 µL CO-RE II Embouts conducteurs imbriqués

Fiche technique (Pièce/REF # 235947)



50 µL d'embouts conducteurs non stériles non filtrants emboîtés

Spécifications du produit

Compatibilité des plates-formes	Microlab VANTAGE Microlab STAR Microlab NIMBUS Microlab Prep
Pourboire Type	Standard
Volume de l'embout	50 µL
Capacité maximale de l'embout	50 µL
Filtre	Non-Filtre
Stérile	Non-Stérile
Couleur de l'embout (conductivité)	Noir (conducteur)
Couleur de l'étiquette du code-barres	Rouge clair
Pourboire Matériel	Polypropylène - PP
Code de recyclage des pourboires	5
Matériau du rack	Polystyrène - PS
Code de recyclage des supports	6
Compatibilité avec le pipetage	Canal 1000 µL - 96 Tête MultiProbe
Pointes / Rack	96 pointes/support
Pourboire Longueur	50,4 millimètre
Orifice Taille	0,4 millimètre
Cas Taille	Caisse de 1 l 520 pointes (pile NTR 5 x 4)
Option d'emballage	Pointe imbriquée 96

Spécification Version B