

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE

3 PANS, USAGE UNIQUE - FFP3 NR - Boîte de 25

Réf : 2130



CARACTERISTIQUES

Confort :

- » Matières très légères et douces pour la peau
- » Excellente respirabilité
- » Elastique tricoté doux pour la tête et les cheveux
- » Format 3 pans pour un confort de port et une bonne visibilité

Sécurité :

- » Filtration et respirabilité supérieures aux obligations normatives
- » Non-tissés garantis OEKO-TEX
- » Barrette acier double brin à mémoire de forme

Pratique :


- » Boîte et notice multilingues
- » Ensachage individuel pour une hygiène parfaite
- » Peut être utilisé sous une visière
- » Très esthétique
- » Durée de vie de 5 ans

Environnement :

- » Poids-plume éco-responsable
- » Conditionnement optimisé pour réduire l'impact carbone
- » Revalorisation des déchets de production
- » Matières premières Françaises ou Européennes



Le bon ajustement du masque étant variable selon l'utilisateur, veuillez vous assurer de la bonne étanchéité avant utilisation




REGLEMENTATION

- » Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425
- » Demi-masque filtrant contre les particules ; EN 149: 2001 + A1: 2009
FFP3: Filtration des particules \geq 99%

PERFORMANCE

TEST	Exigence normative EN 149: 2001 + A1: 2009 - FFP3	Performances lors des tests de certification
Filtration du masque Pénétration des particules solides (NaCl)	Maximum autorisé 1%	De 0,07% à 0,46%
Filtration du masque Pénétration des particules liquides (Huile de paraffine)	Maximum autorisé 1%	De 0,32% à 0,89%
Résistance à l'inspiration Activité sédentaire (30L/mn)	Maximum autorisé 1 mbar	De 0,41 à 0,51 mbar
Résistance à l'inspiration Activité intensive (95L/mn)	Maximum autorisé 3 mbar	De 1,48 à 1,65 mbar
Résistance à l'expiration à 160L/mn	Maximum autorisé 3 mbar	De 2,10 à 2,33 mbar
Fuite totale vers l'intérieur (étanchéité)	Minimum 46 personnes sur 50 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 5%	48 personnes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 5%
	Minimum 8 moyennes sur 10 sans fuite vers l'intérieure supérieure à 2%	8 moyennes sans fuite vers l'intérieure supérieure à 2%



LOGISTIQUE

Vendu par :


» Carton de 8 boîtes de 25 masques



	Masque	Boîte de 25 masques	Carton de 8 boîtes
Réf	2130	2130-B	2130-C
Code barre	/	3770019642832	13770019642839

Palette de 63 cartons :
1200 x 800 x 2145 mm

2130-C : 195 kg



Fiche technique 2130 Ed2 122022