


FICHE TECHNIQUE

Référence	244517
Désignation	Cuve de spectrométrie



Description :

- ✓ Cuves rectangulaires semi micro
- ✓ Pour spectrophotomètres et colorimètres
- ✓ 2 Fenêtres polies
- ✓ Matériau : spectrocil quartz 190 – 2700 nm
- ✓ Livré avec couvercle en PTFE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Trajet optique : 10 mm
- ✓ Volume nom. : 1,4 ml
- ✓ Dimensions internes (L x l) : 10 x 4 mm
- ✓ Dimensions externes (L x l x h) : 12,5 x 12,5 x 45 mm

Unité de vente :

1 Cuve de spectrométrie
