

**Désignation**

- Cuve Sub micro

**Référence**

- 244523

**Unité de vente**

1 Cuve



**Description**

Cuve sub micro pour spectrophotométrie 0,05 ml - hauteur Z : 15 mm

**Caractéristiques techniques**

- En quartz pour des volumes allant de 10  $\mu$ l à 160  $\mu$ l
- Recommandées pour des mesures entre 190 à 2700 nm
- Trajet optique de 10 mm
- Avec un bouchon en polyéthylène permettant une fermeture étanche
- Dimensions extérieures : 12,5 x 12,5 x 45 mm
- Dimensions intérieures : 2 x 2,5 mm

