

FICHE TECHNIQUE

Référence	244525
Désignation	Cuve de spectrométrie



Description :

- ✓ Cuve rectangulaire
- ✓ Pour spectrophotomètres et colorimètres
- ✓ 2 Fenêtres polies
- ✓ Matériau : spectrosil quartz 190 – 2700 nm
- ✓ Livré avec couvercle en PTFE non étanche

Caractéristiques techniques :

- ✓ Trajet optique : 1 mm
- ✓ Volume nom. : 0,4 ml
- ✓ Dimensions internes (L x l) : 1 x 10 mm
- ✓ Dimensions externes (L x l x h) : 3,5 x 12,5 x 45 mm

Unité de vente :

1 Cuve de spectrométrie
