

FICHE TECHNIQUE

Référence	244533
Désignation	Cuve de spectrométrie



Description :

- ✓ Cuve rectangulaire
- ✓ Pour spectrophotomètres et colorimètres
- ✓ 2 Fenêtres polies
- ✓ Matériau : Spectrosil® quartz ou équivalent 170 – 2700 nm
- ✓ Livré avec bouchon en PTFE étanche aux liquides jusqu'à 12h

Caractéristiques techniques :

- ✓ Trajet optique : 2 mm
- ✓ Volume nom. : 0,7 ml
- ✓ Dimensions internes (L x l) : 2 x 10 mm
- ✓ Dimensions externes (L x l x h) : 4,5 x 12,5 x 55 mm

Unité de vente :

1 Cuve de spectrométrie
