

FICHE TECHNIQUE

Référence	244543
Désignation	Cuve semi-micro



Description :

- ✓ En verre
- ✓ Avec couvercle PTFE

Certificats :

- ✓ NA

Caractéristiques techniques :

- ✓ Trajet optique : 10 mm
- ✓ Volume nominal : 1,4 ml
- ✓ Dimensions extérieures : 12,5 x 12,5 x 45 mm
- ✓ Longueur d'onde : 320 à 2500 nm

Unité de vente :

1 Cuve
