

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	244548
<b>Désignation</b>	Cuve de spectrométrie



### Description :

- ✓ Cuve noire micro rectangulaire
- ✓ Pour spectrophotomètres et colorimètres
- ✓ 2 Fenêtres polies, les fenêtres parallèles au faisceau lumineux sont noires
- ✓ Matériau : septrocil® glass 170 – 2700 nm
- ✓ Livré avec couvercle en PTFE non étanche

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Trajet optique : 10 mm
- ✓ Volume nom. : 0,580 ml
- ✓ Dimensions internes (L x l) : 10 x 2 mm
- ✓ Dimensions externes (L x l x h) : 12,5 x 12,5 x 45 mm

### Unité de vente :

1 Cuve de spectrométrie

---