

FICHE TECHNIQUE

Référence	244564
Désignation	Cuve de spectrométrie



Description :

- ✓ Cuve rectangulaire
- ✓ A utiliser avec des spectrophotomètres et des colorimètres
- ✓ 2 Fenêtres polies
- ✓ Matériau : special optical glass 320 – 2500 nm
- ✓ Livré avec couvercle en PTFE non étanche

Caractéristiques techniques :

- ✓ Trajet optique : 1 mm
- ✓ Volume nom. : 0,4 ml
- ✓ Dimensions internes (L x l) : 1 x 10 mm
- ✓ Dimensions externes (L x l x h) : 3,5 x 12,5 x 45 mm

Unité de vente :

1 Cuve de spectrométrie
