

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	244570
<b>Désignation</b>	Cuve de spectrométrie



### Description :

- ✓ Cuve rectangulaire
- ✓ Pour spectrophotomètres et colorimètres
- ✓ 2 Fenêtres polies
- ✓ Matériau : special optical glass 320 – 2500 nm
- ✓ Livré avec couvercle en PTFE non étanche

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Trajet optique : 5 mm
- ✓ Volume nom. : 1,7 ml
- ✓ Dimensions internes (L x l) : 5 x 10 mm
- ✓ Dimensions externes (L x l x h) : 7,5 x 12,5 x 45 mm

### Unité de vente :

1 Cuve de spectrométrie

---