

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	244614
<b>Désignation</b>	Cuve de spectrométrie



---

### Description :

- ✓ Cuve rectangulaire
- ✓ Compatible avec la plupart des spectrophotomètres et colorimètres
- ✓ S'adapte aux supports de cellules carrés de 12,5 mm
- ✓ 2 Fenêtres polies avec base de 3 mm
- ✓ Matériau : special optical glass 320 – 2500 nm
- ✓ Livré avec couvercle en PTFE non étanche

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Trajet optique : 10 mm
- ✓ Volume nom. : 3,5 ml
- ✓ Dimensions internes (L x l) : 10 x 10 mm
- ✓ Dimensions externes (L x l x h) : 12,5 x 12,5 x 45 mm

### Unité de vente :

1 Cuve de spectrométrie

---