

FICHE TECHNIQUE

Référence	244624
Désignation	Cuve de spectrométrie



Description :

- ✓ Cuves rectangulaires
- ✓ Pour spectrophotomètres et colorimètres
- ✓ 2 Fenêtres polies
- ✓ Matériau : optical glass 334 – 2500 nm
- ✓ Livré avec couvercle en PTFE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Trajet optique : 20 mm
- ✓ Volume nom. : 7 ml
- ✓ Dimensions internes (L x l) : 10 x 20 mm
- ✓ Dimensions externes (L x l x h) : 12,5 x 22,5 x 45 mm

Unité de vente :

1 Cuve de spectrométrie
