

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	244625
<b>Désignation</b>	Cuve de spectrométrie



### Description :

- ✓ Cuves rectangulaires
- ✓ Pour spectrophotomètres et colorimètres
- ✓ 2 Fenêtres polies
- ✓ Matériau : spectrosil quartz 190 – 2700 nm
- ✓ Livré avec couvercle en PFE

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Trajet optique : 20 mm
- ✓ Volume nom. : 7 ml
- ✓ Dimensions internes (L x l) : 10 x 20 mm
- ✓ Dimensions externes (L x l x h) : 12,5 x 22,5 x 45 mm

### Unité de vente :

1 Cuve de spectrométrie

---