

FICHE TECHNIQUE

Référence	245002
Désignation	Boîte de congélation



Description :

- ✓ Boîte en carton hydrophobe
- ✓ Pour 64 flacons, ampoules ou tubes à essai de Ø 14 à 16 mm
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Avec séparateurs (croisillons)

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions avec couvercle : 133 x 133 x 48 mm
- ✓ Dimensions sans couvercle : 128 x 128 mm
- ✓ Hauteur du couvercle : 34 mm
- ✓ Adapté pour des tubes hauteur max. 47 mm

Unité de vente :

1 Boîte de congélation

