


FICHE TECHNIQUE

Référence	245003
Désignation	Boîte de congélation



Description :

- ✓ En carton hydrophobe
- ✓ Pour le rangement de flacons, ampoules, tubes à essais de \varnothing 14 ou 16 mm, tubes à centrifuger 15 ml et 50 ml
- ✓ Hauteur max du tube : 70 mm
- ✓ Capacité : 64 tubes
- ✓ Dimensions : 130 x 130 x 71 mm

Unité de vente :

1 Boîte de congélation