

Désignation

- Boîte carton 132 x 132 x 47 avec séparateur 7 x 7 tubes

Référence

- 245004

Unité de vente : 1



Description

- Boîte en carton hydrophobe pour le rangement de flacons, ampoules, tubes à essais de  $\varnothing$  14 mm ou 16 mm, tubes à centrifugeuse 15 ml et 50 ml.
- Matériau : Carton
- Dimensions : L x l x h : 130 x 130 x 50 mm
- Dimensions : Hauteur maxi tube : 47 mm

