

## FICHE TECHNIQUE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Référence</b>   | 25-6400-10        |
| <b>Désignation</b> | Illustra Templphi |



### Description :

- ✓ Génère une quantité d'ADN finale (de l'ordre du micro-gramme) à partir d'une base minimale de départ, de l'ordre du picogramme
- ✓ Amplification possible à partir de bactéries, liquide de culture de bactériophage de type M13, colonies sur plaques ou encore d'ADN circulaire purifié
- ✓ Protocole rapide : moins de 20 min pour 96 échantillons
- ✓ Pour 100 Réactions

### Unité de vente :

1 unité