

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | 25-6400-80 |
| Désignation | Illustra Templphi Kit de construction |



Description :

- ✓ Spécifiquement étudié pour l'amplification des BACs et vecteurs de clonage type Fosmid
- ✓ Génère environ 5 µg d'ADN total
- ✓ Processus simplifié en 20 minutes
- ✓ Amplification complète jusqu'à l'obtention de résultats en 18 heures sans utilisation de thermocycleurs

Unité de vente :

1 Illustra Templphi kit de construction