

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	25-6600-30
<b>Désignation</b>	Kit GenomiPhi V2



### Description :

- ✓ Un seul protocole pour une grande reproductibilité
- ✓ Rendement optimisé (entre 4 et 7  $\mu$ g pour la version V2)
- ✓ Amplification dédiée à l'ensemble d'un génome étudié
- ✓ Ne nécessitent pas de thermocycleur traditionnel
- ✓ Quantité de départ 10 ng d'ADN génomique
- ✓ Pour 25 Réactions

### Unité de vente :

1 unité