

Désignation

- Mortier pyrex 120ml

Référence

- 250027

Unité de vente : 1



---

**Description**

- Mortier PYREX®, 100 mm
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Idéal pour la préparation de composés, le mélange et le broyage de poudres
- À utiliser avec le pilon PYREX®
- Convient à la préparation de composés, au mélange et au broyage de poudres. À utiliser avec nos pilons PYREX®.
- DE (mm) 100
- Capacité (mL) 120
- Hauteur (mm) 75

