



### BMT-50-S-M-gamma Tube broyeur stérilisé à billes en inox à membrane perçable (10x)

Composants : Tube stérilisé aux rayons gamma broyeur à billes en inox, couvercle à membrane perçable

Volume : 15 - 50 ml

Application : Broyage à sec d'échantillons secs et cassants (par ex. kaolin, plâtre, pigments de couleur, comprimés), dispersion de cellules, traitement des matériaux en solution liquide

Adapté aussi pour:

- L'ajout de substances pendant le mélange, la dispersion et le broyage
- Le prélèvement d'échantillons pendant le mélange, la dispersion et le broyage

Adapté aussi pour:

- Le broyage, le mélange ou la dispersion en conditions stériles
- Le prélèvement d'échantillons pendant le mélange, la dispersion et le broyage

Unité d'emballage : 10 pièces