



AS 501.4 Halteklammernaufnahme

Schüttelaufsatz für Erlenmeyerkolben und Rundkolben. Die erforderlichen Halteklammern gehören nicht zum Lieferumfang.

Abmessungen: (B x T x H) 475 x 460 x 95 mm

Kapazität: 110 x AS 2.1 (25 ml), 55 x AS 2.2 (50 ml), 35 x AS 2.3 (100 ml), 16 x AS 2.4 (250 ml), 12 x AS 2.5 (500 ml), 8 x AS 2.6 (1000 ml)

Gewicht: 2.640 g