



### PT 1000.60 Sonde de température

En inox, pour les agitateurs magnétiques RCT basic safety control.

#### Données techniques

type de sonde	sonde d'immersion
type de capteur	PT1000 (DIN IEC 751 Class A)
Précision de la mesure [K]	± (0,15 + 0,2% o.Mv.)
temps de réactivité t9/10 [sec]	10
Plage de mesure de température min. [°C]	-50
Plage de mesure de température max. [°C]	+400
matériaux du conduit de la sonde	inox 1.4571
diamètre du conduit de la sonde [mm]	3
longueur du conduit de la sonde [mm]	230
profondeur min. d'immersion [mm]	25
longueur du câble [mm]	1000
raccordement de la sonde	DIN 45322
<b>Ident. N°.</b>	<b>0003516800</b>