



PT 1000.90 Sonde de température, recouverte

Pour les agitateurs magnétiques RCT basic, RET basic et la série C-MAG HS digital.
 Profondeur d'immersion : 230 mm
 Diamètre : 3 mm
 Matériau : AISI 316 Ti, recouvert

Données techniques	
type de sonde	sonde d'immersion
type de capteur	PT1000 (DIN IEC 751 Class A)
Précision de la mesure [K]	± (0,15 + 0,2% o.Mv.)
temps de réactivité t9/10 [sec]	10
Plage de mesure de température min. [°C]	-10
Plage de mesure de température max. [°C]	+260
matériaux du conduit de la sonde	inox 1.4571
revêtement du conduit de la sonde	manteau de sécurité
diamètre du conduit de la sonde [mm]	3
longueur du conduit de la sonde [mm]	230
profondeur min. d'immersion [mm]	25
longueur du câble [mm]	1000
raccordement de la sonde	DIN 45322
Ident. N°.	0004480600