

FICHE TECHNIQUE

Référence	251101
Désignation	Electrode pH sentix 41



Description :

- ✓ Electrode à gel avec capteur de température
- ✓ Avec câble de 1.5 mètres
- ✓ Fiche DIN et banane
- ✓ Plage pH : 0 à 14
- ✓ Plage température : 0 à 80°C
- ✓ Corps électrode : Plastique
- ✓ Longueur : 120 mm
- ✓ Diamètre : 12 mm

Unité de vente :

1 électrode pH
