

FICHE TECHNIQUE

Référence	251523
Désignation	Bécher 600 ml



Description :

- ✓ Bécher forme basse
- ✓ En polypropylène Azlon
- ✓ Avec graduations imprimées résistantes aux solvants

Certificats :

- ✓ Conforme à la norme 7056
- ✓ Thermorésistante jusqu'à +121°C
- ✓ Autoclavable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 600 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 95 x 125 mm

Unité de vente :

6 Béchers 600 ml