


FICHE TECHNIQUE

Référence	251564
Désignation	Pipette



Description :

- ✓ Pipette Pasteur
- ✓ Verre sodo-calcique
- ✓ Conforme à la norme USP Type III
- ✓ Non cotonnée pointe ouverte
- ✓ Conformes aux normes ISO 7712
- ✓ A usage unique
- ✓ Pour le transfert de petites quantités de liquide
- ✓ Les tétines et pipettes sont à commander séparément
- ✓ Longueur : 230 mm
- ✓ Diamètre interne : 1,1 mm
- ✓ Diamètre externe de l'embout : $D1 = 6,95$ mm
- ✓ Diamètre externe de la pointe : $D2 = 1,2-1,8$ mm



Unité de vente :

1 Pipette