

FICHE TECHNIQUE

Référence	251585
Désignation	Éprouvette en verre pyrex classe a rodage 19/26 50ml



Description :

- ✓ Éprouvettes en verre borosilicaté avec col normalisé DIN
- ✓ Conformes à la norme ISO 4788
- ✓ Graduations en émail blanc
- ✓ Livrées avec bouchon DIN en polyéthylène
- ✓ Version classe A certifiée testée individuellement en 5 points, et calibrée aux tolérances de classe A
- ✓ Pied hexagonal robuste
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Matériau : Verre borosilicaté
- ✓ Autoclavable

Unité de vente :

2 Éprouvettes