


FICHE TECHNIQUE

Référence	252188
Désignation	Ecouvillons Histobrush



Description :

- ✓ Pour le prélèvement d'échantillons endocervicaux
- ✓ Stériles
- ✓ En forme de brosse pour le prélèvement de cellules, recherche de chlamydiae, collecte selon la méthode de Papanicolaou, prélèvement dans les MST, etc.
- ✓ Prélèvement d'échantillons intacts
- ✓ Efficacité près de 70 fois supérieure à celle d'un écouvillon traditionnel
- ✓ Stérile sous emballage individuel
- ✓ Longueur : 20 cm

Unité de vente :

100 Ecouvillons
