

AFFICHEUR MULTISPORTS PORTABLE



Ref 253064 - Pour sports collectifs

Fonctions :

- Scores : 0 - 199
- Sets / Fautes / Points : 0 - 9
- Périodes : 0 - 9
- Possession / Tour : un point lumineux par côté
- Temps morts : 4 points lumineux par côté
- Chronomètre comptant/décomptant – Capacité 99 min 59 sec
- Réglage de 2 temps depuis la console : Temps de jeu – Temps de pause
- Programmation de séquence Action/Pause et du nombre de séquence

Caractéristiques :

- Chiffres : 9cm – Lisibilité 35m
- Signal acoustique en fin de match / 3 sons et volumes différents
- Pupitre de commande avec écran LCD à l'arrière de l'appareil / clavier à membrane étanche
- Dim. : 55x35x10cm / 3,6kg
- Al : secteur 220V

