

COUTEAUX MULTIFONCTIONS


9 outils - 253214

12 outils - 253218

12 outils - 253217

13 outils - 253216

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Couteau | Droit | Droit | Droit / Livré démonté à part (sécurité enfant) |
| Scie | - | - | ✓ |
| Lime | Bois / Métal | - | - |
| Pince | Machoire / Bec éfilé actionnée par ressort | Machoire / Bec éfilé | Machoire / Bec éfilé |
| Coupe fil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tournevis | (2) Plat / Cruciforme | (3) Plat / Cruciforme | (2) Plat / Cruciforme |
| Ciseaux actionné par ressort / Tire-bouchon | ✓ / - | ✓ / - - / ✓ | ✓ / - |
| Décapsuleur / Ouvre-boîtes | ✓ / - | ✓ / ✓ | ✓ / - |
| Règle | - | - | 3,8 cm |
| Pince à épiler | - | - | ✓ |
| Œillet / Anneau porte-clés | - / ✓ | ✓ / - | ✓ / - |
| Manche / Chassis / Étui | Aluminium anodisé / Acier inox / - | Aluminium anodisé / Acier inox / Cuir | Fibre de verre / Acier inox / - |
| Longueur outil plié / lame / Poids | 6 cm / 4 cm / 57 g | 8,3 cm / 6,6 cm / 122 g | 8,3 cm / 6,6 cm / 138 g |


14 outils - 253219

14 outils - 253215

17 outils - 253223

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Couteau | Droit verrouillable | Combo droit et cranté | 1 Droit / 1 Cranté verrouillables |
| Scie | - | - | ✓ |
| Lime | Bois / Métal | Bois / Métal | Bois / Métal / Diamantée |
| Pince | Machoire / Bec éfilé | Machoire / Bec éfilé actionné par ressort | Machoire / Bec éfilé |
| Coupe fil / Coupe blister / Dénudeur | ✓ / ✓ / - | ✓ / ✓ / - | ✓ / - / - |
| Tournevis | (2) Plat / Cruciforme | (2) Plat / Cruciforme | Plat |
| Adaptateur d'embouts | - | - | Grands embouts / Embouts optique |
| Embouts amovibles réversibles | - | - | Plat + Cruci optique / Philips 1-2 + Hexagonal 3/16" |
| Ciseaux actionnés par ressort | - | ✓ | ✓ |
| Décapsuleur / Ouvre-boîtes | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Règle | 3,8 cm | 3,8 cm | 19 cm |
| Œillet / Clip ceinture | - / ✓ | - / ✓ | ✓ / - |
| Manche / Chassis / Étui | Acier inox / Acier inox / - | Acier inox / Acier inox / - | Acier inox / Acier inox / Cuir |
| Longueur outil plié / lame / Poids | 9,7 cm / 6,6 cm / 168 g | 10 cm / 6,6 cm / 198 g | 10 cm / 7,3 cm / 241 g |

Caractéristiques communes :

► Lames HC420 (CR14% ; C0,46%, Si 0,4% Mn 0,40% et V 0,3%) / Dureté : 57HRC

Kits d'embouts réversibles
sur demande

Autres couteaux
sur demande