



## OXYMETRE / CARDIO-FREQUENCEMETRE



Conforme aux directives sur dispositif médicaux  
93/42/EEC et EU 2017/745  
Dispositif de classe IIb  
Degré de protection BF  
ISO80601-291

### RÉF 2321DE– Digital

- Plages de mesures / Précision :
  - \* SpO2 (saturation pulsée en oxygène) : 70 à 99% /  $\pm 2\%$  de 80 à 100 %
  - \* Pouls (fréquence et graphique) : 30 à 240 bpm /  $\pm 1$  bpm si  $< 100$  bpm sinon  $\pm 2$  bpm
- 6 modes d'affichage et onde pléthysmographique
- Alarmes hautes et basses / Auto OFF
- Utilisation pour adultes (max 110 kg) et enfants (à partir de 15 kg)
- Ecran OLED couleur 23x14 mm / Rotation écran
- Dispositif Médical CE0123 / ISO 80601-2-61
- D : 57x35x30 mm / 30 g
- Piles : 2xLR03 / Dragonne

