

THERMOMETRE TYPE K ÉTANCHE

Ref 253374 - Compact avec sonde filaire

- Temp. : -50°C à +1300°C
- Résol. 0,1°C / Préc. ±1°C
- Fonction Hold
- Extinction automatique au bout de 10 min
- Étanche aux projections d'eau IP65
- Aimant au dos
- Livré avec sonde filaire soie de verre Ø1,5x1000 mm **Ref 253380**
- Dim : 78x43x20 mm / 80 g
- Pile lithium CR2032



Étanche IP65



Ref 253380 - Sonde filaire soie de verre

- Temp. : -50°C à +250°C
- Isolation soie de verre 2x50/100^{ème}
- Ø1,5 mm x Longueur 1 m

