

## THERMOMETRE INFRAROUGE A VISEE LASER



### Réf. 253397B – Simple laser / Rapport optique 12 :1

- Temp. : -50,0°C à +500,0°C / Résol. : 0,1
- Préc. :  $\pm 2\% \pm 2^\circ\text{C}$  de 20° à 500°C sinon  $\pm 3^\circ\text{C}$
- Rapport optique 12 :1
- Emissivité fixe à 0,95
- Laser classe 2 NF EN 60825-1/A2
- Longueur d'onde 630-370 nm
- Temps de réponse : 0,5 sec
- Fonction Maxi / Mini / Hold
- Housse holster
- D : 130x35x96 mm / 130 g
- Pile : 6F22

