

THERMOMETRE INFRAROUGE A VISE LASER



Visée laser multipoints circulaire

Rapport optique 16:1

Sonde type K livrée

RÉF 8834SI – Température IR et type K

- Temp. IR : -50,0° à +800,0°C / ±1,5°C
- Temp. Type K : -50,0° à +1370,0°C / ±1,5°C
- Émissivité réglable : 0,1 ~ 1,0
- Rapport optique 16:1
- Alarmes T° / Auto ON-OFF
- ΔT° (T1-T2) / MOY
- Maxi / Mini / Hold
- Fixation trépied
- Livré avec sonde K filaire 1 m
- D : 180x110x50 mm / 250 g
- Pile : 2xAAA / Housse