


OXYMETRE



Réf 253428 - Concentration en oxygène

- Oxymètre optique par luminescence
- O₂ dissous : 0-20mg/L / Résol. 0,1 / Préc. ± 0,4
- O₂ aérobie : 0-100% O₂ / Résol. 0,1 / Préc. ± 0,7
- Température : 0 à 50°C / Résol. 0,1°C / Préc. ± 0,8°C
- Compensation T° automatique
- Fonction Hold, Maxi / Mini
- Arrêt auto 10 min
- Étanche IP65
- Livré avec 2 têtes de sonde
- Livré avec solution de conservation
- Dim : 180x40x40mm / 175g
- Piles : 4 x AAA